



ARGENTA

Automatyzacja detekcji alergenów

Gotowe do użycia zestawy ELISA
kompatybilne do BOLT™



Pełna automatyzacja systemu



Efektywność kosztowa



Intuicyjność oprogramowania



Elastyczność konstrukcji modułowej



Gotowe do użycia zestawy ELISA kompatybilne do BOLT

SENSISpec Allergen ELISA kits

- jednoczesne przeprowadzanie 48 lub 96 oznaczeń – otrzymanie ilościowych wyników w ciągu 1 h
- automatyzacja testów ELISA – mniejsze obciążenie pracą personelu, standaryzacja wydajności
- 25 zestawów SENSISpec Allergen

Produkt	LOD	Zakres ilościowy	Liczba testów*	Nr katalogowy
SENSISpec ELISA Almond	200 ppb	0.4-10 ppm	96	HU0030001
SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin	1.5 ppb	10 - 400 ppb	96	HU0030002
SENSISpec ELISA Casein	40 ppb	0.2 - 6 ppm	96	HU0030003
SENSISpec ELISA Cashew	200 ppb	2 -60 ppm	96	HU0030004
SENSISpec ELISA Coconut	400 ppb	2 - 30 ppm	96	HU0030005
SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin)	0.9 ppb	20 - 400 ppb	96	HU0030006
SENSISpec ELISA Egg White	50 ppb	0.4 - 10 ppm	96	HU0030007
SENSISpec ELISA Fish (Parvalbumin)	1400 ppb	4 - 100 ppm	96	HU0030008
SENSISpec ELISA Hazelnut	300 ppb	1 - 40 ppm	96	HU0030010
SENSISpec ELISA Lupin	200 ppb	2 - 30 ppm	96	HU0030011
SENSISpec ELISA Lysozyme	2 ppb	25 - 250 ppb	96	HU0030012
SENSISpec ELISA Macadamia nut	100 ppb	1 - 40 ppm	96	HU0030013
SENSISpec ELISA Milk	50 ppb	0.4 - 10 ppm	96	HU0030014
SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin)	1.7 ppb	10 - 400 ppb	96	HU0030015
SENSISpec ELISA Mustard	1000 ppb	2 - 60 ppm	96	HU0030016
SENSISpec ELISA Ovalbumin	4 ppb	25 - 500 ppb	96	HU0030017
SENSISpec ELISA Brazil Nut	200 ppb	1 - 40 ppm	96	HU0030018
SENSISpec ELISA Peanut	100 ppb	1 - 40 ppm	96	HU0030019
SENSISpec ELISA Pecan Nut	200 ppb	2 - 60 ppm	96	HU0030020
SENSISpec ELISA Pistachio	130 ppb	1 - 40 ppm	96	HU0030021
SENSISpec ELISA Sesame	200 ppb	2 - 30 ppm	96	HU0030022
SENSISpec ELISA Soy	16 ppb	40 - 1000 ppb	96	HU0030023
SENSISpec Soy Protein Total ELISA	2000 ppb	2 - 20 ppm	96	HU0030075
SENSISpec ELISA Walnut	350 ppb	2 - 60 ppm	96	HU0030024

